

Фонарь неактивный ОНИКО

ФН-2Г

Этикетка ВААЧ.942817.001 ЭТ

1. Фонарь неактивный ОНИКО (в дальнейшем - фонарь) предназначен для освещения рабочих мест при обработке рентгеновских пленок любой чувствительности в рентгеновских кабинетах медицинских учреждений. При обработке фотоматериалов расстояние до фонаря не ограничивается.

1 Технические характеристики

- 2.1. Размер освещаемого поля 195x195мм
- 2.2. Освещенность на расстоянии 20 см 10 лк
- 2.3. Потребляемая мощность 1 Вт
- 2.4. Масса 0,7 кг

3. Комплект поставки

- 3.1. Фонарь - 1 шт.
- 3.2. Этикетка - 1 шт.

1. Порядок работы

- 4.1. Вилку шнура питания вставить в розетку.
- 4.2. Выключить освещение.
- 4.3. Приступить к обработке рентгеновской пленки.
- 4.4. По окончании работы выключить фонарь, вынув вилку шнура из розетки.

1. Техническое обслуживание.

- 5.1. Раз в неделю фонарь протирать от пыли сухой ветошью.
- 5.2. Раз в месяц проверять целостность вилки и сетевого шнура

1. Правила хранения

Фонарь следует хранить в отапливаемом и вентилируемом хранилище при температуре окружающего воздуха от +40° до +5° С и относительной влажности 80% при 25° С.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу в течение 1 года при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

7.2. В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет изделие. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

7.3. Замечания и пожелания по усовершенствованию конструкции просим сообщить по адресу: 04070, г. Киев, ул. Волошская 55/57, т/ф 502-24-45, 417-31-04.

8. Свидетельство о приемке

Фонарь неактивный ОНИКО ФН-2Г 62 признан годным для эксплуатации.
(заводской номер)

Дата выпуска 21.12 2006г.
ОТК

